



Vital Signs Monitor 300 Series | Automatischer Vitalwert-Monitor

## Welch Allyn Vital Signs Monitor der Serie 300

Fortschrittliche Überwachung zum erschwinglichen Preis



**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

Welch Allyn Vital Signs Monitor Serie 300.

# Einfach. Flexibel. Erschwinglich.

Zur schnellen Überprüfung und zur Langzeitüberwachung lebenswichtiger Funktionen mit nur einem Monitor.

Als Mediziner stehen Sie unter dem ständigen Druck, Ihre Ergebnisse zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Kosten niedrig zu halten. Eine Aufgabe, die dank des Welch Allyn Vital Signs 300 etwas leichter zu bewältigen ist – einem günstigen Monitor zur Überwachung kritischer Parameter, der sowohl flexibel als auch einfach in der Anwendung ist.

Wie der ursprüngliche Welch Allyn Vitalwert-Monitor unterstützen Sie auch die VSM 300 durch die automatische Erfassung von Vitalwerten vor, während und nach Eingriffen dabei, Ihre Arbeit effizienter zu gestalten. Der einfache Drucktasten-Menübetrieb und das übersichtliche Display ermöglichen es, den Umgang mit dem Gerät schnell zu erlernen, so dass Sie dem Patienten mehr Zeit widmen können.

Zusätzlich bietet der Welch Allyn VSM 300 folgende neue Funktionen:

- Separate Patienten-Modi mit individuellen Einstellungen für Erwachsene, Kinder und Neugeborene
- Schnelle, präzise Temperaturmessungen mit der marktführenden Welch Allyn SureTemp® Plus Thermometrie
- Einfacher Betrieb und intuitive Menünavigation durch unser innovatives Monitordesign

Und weil der VSM 300 sich gleichermaßen für die Routine-Beurteilung wie für die Dauerüberwachung der Vitalwerte eignet, bekommen Sie praktisch zwei Geräte zu einem Preis.



## Verfahren

Der Vital Signs Monitor 300 ist die ideale Lösung zur routinemäßigen Überprüfung lebenswichtiger Funktionen des Patienten vor, während und nach kleineren chirurgischen Eingriffen und Behandlungen in Anwendungsbereichen, wie:

- Medizinisch/chirurgische Abteilungen
- Kinderabteilungen
- Notfallambulanzen
- Labore und Entbindungsabteilungen
- Ambulante Kliniken
- Facharztpraxen
- Erstversorgungszentren
- Dialysecenter
- Zahnarztpraxen

## Umfassende Merkmale

### Nicht invasive Blutdruckmessung

In seiner Basisausrüstung verfügt der Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 über einen nicht invasiven Blutdruck-Monitor (NIBP). Selbst die Basiskonfiguration bietet Ihnen bereits die Leistungen, die Sie brauchen.

- Mehr-Patienten-Modi – Separate Betriebsmodi für Erwachsene, Kinder und Neugeborene
- Automatischer Blutdruck-Modus – wählen Sie aus 13 Messungsintervallen
- Programmierbare Warnsignale – für hohe/niedrige Systole, Diastole und Pulsfrequenz
- LCD-Display – Uhrenfenster und Menünavigation
- LED-Display – helle, übersichtliche Anzeige der kritischen Parametermessungen
- Eingebauter Speicher – speichert bis zu 99 Messdatensätze

### SureTemp® Plus-Temperaturerfassung

Fügen Sie dem Vital Signs Monitor die elektronische Temperaturerfassung SureTemp Plus Electronic hinzu und nutzen Sie die von Welch Allyn entwickelte Technologie. Orale, rektale und axillare Temperaturmessungen stehen Ihnen mit der von Ihnen gewünschten Geschwindigkeit und der von Ihnen erwarteten Genauigkeit zur Verfügung.

- Oral – circa 4 Sekunden
- Axillar – Erwachsene circa 15 Sekunden; Kinder circa 10 Sekunden
- Rektal – circa 10 Sekunden



### Pulsoximetrie

Der Vitalwert-Monitor 300 kann mit der bewegungsunempfindlichen Pulsoximetrie-Technologie (SpO<sub>2</sub>) von Masimo® oder der *OxiMax*® - Technologie von Nellcor ausgestattet werden.


- Programmierbare Warnsignale – hoher/geringer Sättigungsgrad
- Umfassende Auswahl an Patientensensoren
- Optionale Pulstonfunktion – hörbare Herzfrequenz und SpO<sub>2</sub>-Sättigungsanzeige

### Optionaler Drucker

Fügen Sie Ihrem Vital Signs Monitor 300 einen integrierten Thermodrucker für Trendanalyse und Erstellung von Krankenberichten hinzu, und mit einem Knopfdruck haben Sie alle was Sie brauchen zur Hand.

## Einfach und unkompliziert

Die Bedienung der Welch Allyn Vitalwert-Monitore Serie 300 ist im Handumdrehen erlernbar. Einfache Drucktastenprogrammierung und ein großes, digitales Display machen Benutzung und Bedienung einfach.



## Haben Sie Ihr Überwachungsgerät immer dabei

Tragen Sie es, stellen Sie auf eine Arbeitsfläche, fahren Sie es auf seinem speziellen fahrbaren Stativ oder befestigen Sie es an der Wand. Sie können auch ganz leicht von einer Position in die andere wechseln und alle vier Möglichkeiten gleichzeitig benutzen.

Der Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 lässt sich überall dorthin mitnehmen, wo Ihr Patient ihn braucht – mühelos.

### Bestellinformation:

53000-G2	nur NIBP (inkl. Pulsfrequenz und MAP)
5300P-G2	NIBP/Drucker
530T0-G2	NIBP/Temperatur
530TP-G2	NIBP/Temperatur/Drucker
53S00-G2	NIBP/Masimo Pulsoximetrie
53S0P-G2	NIBP/Masimo Pulsoximetrie/Drucker
53ST0-G2	NIBP/Masimo Pulsoximetrie/Temperatur
53STP-G2	NIBP/Masimo Pulsoximetrie/Temperatur/Drucker
53N00-G2	NIBP/Nellcor Pulsoximetrie
53N0P-G2	NIBP/Nellcor Pulsoximetrie/Drucker
53NT0-G2	NIBP/Nellcor Pulsoximetrie/Temperatur
53NTP-G2	NIBP/Nellcor Pulsoximetrie/Temperatur/Drucker
008-0835-01	Fahrbares Stativ mit Zubehörkorb
008-0834-01	Wandmontiert mit Zubehörkorb
008-0890-00	IV Pole Mount



Welch Allyn GmbH & Co.KG

Zollerstrasse 2-4, 72417 Jungingen, Deutschland  
Tel: 00 49 7477 9271-0 Fax: 00 49 7477 9271-90  
www.welchallyn.de

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

©2005 Welch Allyn. Alle Rechte vorbehalten. SureTemp ist eine eingetragene Marke von Welch Allyn, Inc. Nellcor und OxiMax sind eingetragene Marken von Nellcor Puritan Bennett, Inc. Masimo ist eine Marke der Masimo Corporation.

SM2615DE RevD