



Vital Signs Monitor 300 Series | Moniteur automatisé de paramètres vitaux

# VSM 300 Welch Allyn

Monitoring de pointe à un prix abordable



**WelchAllyn**<sup>®</sup>

Advancing Frontline Care<sup>™</sup>

Moniteur VSM 300.

# Simple. Adaptable. Abordable.

Un seul moniteur pour le contrôle ponctuel et en continu des paramètres vitaux.

Comme tous les cliniciens, vous êtes constamment poussé à donner de meilleurs résultats, à être plus efficace et à réduire vos coûts. Un défi de taille, mais qui peut être plus facile à relever grâce au moniteur de paramètres vitaux VSM 300 de Welch Allyn, qui, en plus d'être d'un prix abordable, se prête à de nombreuses applications et est facile à utiliser.

Comme le moniteur de paramètres vitaux original de Welch Allyn, la Série 300 vous permet d'augmenter votre productivité en fournissant des paramètres vitaux automatisés avant, pendant et après les interventions. Son fonctionnement simple par menu à boutons-poussoirs et son affichage très lumineux vous permettent d'apprendre rapidement à l'utiliser pour obtenir les données dont vous avez besoin, pour que vous puissiez passer plus de temps avec vos patients et moins de temps avec votre équipement.

En plus de tout ce que vous êtes habitué à attendre d'un appareil Welch Allyn, le VSM 300 vous offre de nouvelles fonctions intéressantes :

- Plusieurs modes patient, avec des réglages individuels pour patient adulte, pédiatrique et néonatal
- Prises de température rapides et précises grâce à la thermométrie SureTemp® Plus Fast de Welch Allyn, leader dans cette branche
- Une conception innovatrice pour un fonctionnement simple et une navigation intuitive dans les menus

Le moniteur de Série 300 est idéal pour l'évaluation de routine et la surveillance continue des paramètres vitaux ; en optant pour celui-ci, ce sont en fait deux appareils que vous acquérez à un prix modéré.



## Gestes médicaux

Le VSM 300 est l'outil idéal pour relever les paramètres vitaux du patient ou pour les surveiller avant, pendant et après les interventions, les petites opérations chirurgicales et les traitements :

- Services de médecine/de chirurgie
- Services de pédiatrie
- Services d'urgence
- Services d'interventions spéciales à l'hôpital
- Services de maternité
- Centres d'urgence externes
- Services de consultations externes
- Cabinets de spécialistes
- Centres de soins d'urgence
- Centres de dialyse
- Cabinets dentaires

## Une multitude de fonctions

### Contrôle de la Pression Artérielle Non Invasive

Le moniteur VSM 300 est au départ un moniteur de la Pression Artérielle Non Invasive. Même dans sa configuration de base, il vous fournit les fonctions dont vous avez besoin.

- Divers modes patient – adulte, pédiatrique et néonatal
- Un mode automatique de la Pression Artérielle – un choix de 13 fréquences de mesure
- Des alarmes programmables – pour des valeurs élevées ou basses de pression systolique, de pression diastolique et de pouls
- Un affichage à cristaux liquides – cadran horloge et navigation dans les menus
- Affichage électroluminescent – indication claire et nette des mesures des paramètres vitaux
- Mémoire intégrée – pouvant sauvegarder jusqu'à 99 ensembles de données de mesure

### Thermométrie SureTemp® Plus

En ajoutant la thermométrie électronique SureTemp® Plus, vous pouvez profiter des moyens révolutionnaires de mesure mis au point par Welch Allyn pour obtenir rapidement la température buccale, rectale ou axillaire avec toute la précision voulue.

- Température buccale – environ 4 secondes
- Température axillaire – environ 15 secondes en mode adulte, environ 10 secondes en mode pédiatrique
- Température rectale – environ 10 secondes



### Oxymétrie de pouls

Le moniteur de paramètres vitaux Série 300 peut être configuré avec la technologie d'oxymétrie de pouls (SpO<sub>2</sub>) avec tolérance de mouvement Masimo®, ou bien avec la technologie OxiMax® de Nellcor.

- Alarmes programmables – saturation élevée/basse
- Grande variété de capteurs pour différents types de patients
- Signal sonore de la fréquence cardiaque en option – indication sonore du rythme cardiaque et de la saturation en oxygène

### Imprimante en option

Ajoutez une imprimante thermique intégrée pour pouvoir imprimer des relevés ponctuels ou analyser les tendances, et obtenir ce qu'il vous faut rien qu'en appuyant sur un bouton.

## Simple et facile

Le moniteur de paramètres vitaux Série 300 de Welch Allyn a une très brève courbe d'apprentissage. Grâce à une programmation simple à touches et à un affichage numérique grand format, il est facile et simple d'apprendre à utiliser le moniteur.



## Emportez-le partout avec vous

Transportez-le, placez-le sur un chevet, faites-le rouler sur son propre support mobile ou fixez-le à un mur.

Les possibilités sont multiples, et il est simple de le transférer d'une position de montage à une autre.

Le moniteur Welch Allyn VSM 300 suit votre patient partout où il va et sans efforts.

### Pour commander :

53000-F2	PNI uniquement (fréquence du pouls et tension artérielle moyenne (MAP) incluses)
5300P-F2	PNI/Imprimante
530T0-F2	PNI/Température
530TP-F2	PNI/Température/Imprimante
53S00-F2	PNI/Oxymétrie de pouls Masimo
53S0P-F2	PNI/Oxymétrie de pouls Masimo/Imprimante
53ST0-F2	PNI/Oxymétrie de pouls Masimo/Température
53STP-F2	PNI/Oxymétrie de pouls Masimo/Température/Imprimante
53N00-F2	PNI/Oxymétrie de pouls Nellcor
53N0P-F2	PNI/Oxymétrie de pouls Nellcor/Imprimante
53NT0-F2	PNI/Oxymétrie de pouls Nellcor/Température
53NTP-F2	PNI/Oxymétrie de pouls Nellcor/Température/Imprimante
008-0835-01	Support mobile avec panier à accessoires
008-0834-01	Support mural avec panier à accessoires
008-0890-00	IV Pole Mount



### Welch Allyn France,

Immeuble Le Galilée, 10 rue Fontaine Rouge, Val d'Europe, 77700 CHESY  
Tel: +33 (0) 1 60 09 33 66 Fax: +33 (0) 1 60 09 67 97

### Welch Allyn BENELUX

Staalweg 50, 2612 KK DELFT (NL)  
Telefoon: 015-7505000, FAX: 015-7505050  
[www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com)

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

© 2007 Welch Allyn. Tous droits réservés. SureTemp® est une marque déposée de Welch Allyn, Inc. Nellcor et OxiMax sont des marques déposées de Nellcor Puritan Bennett Inc. Masimo est une marque de Masimo Corporation.