



Vital Signs Monitor 300 Series | Geautomatiseerde Vital Signs Monitor

# Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 Serie

Geautomatiseerde Vital Signs Monitor



**WelchAllyn**<sup>®</sup>

Advancing Frontline Care<sup>™</sup>

Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 Serie.

# Eenvoudig. Flexibel. Betaalbaar.

Uw monitor voor zowel momentcontroles als continue controle van de vitale functies, dus alles in één.

Als specialist werkt u dagelijks onder druk om uw resultaten te verbeteren, uw werkefficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Dat is een uitdaging die vaak ontmoedigend is, maar deze taak kan nu enigszins verlicht worden dankzij de nieuwe Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 serie – een betaalbare vitale functies monitor die flexibel en gebruiksvriendelijk is.

Net als de originele Welch Allyn Signs Monitor helpt de 300 Serie u bij het verhogen van uw productiviteit door tijdens en na procedures geautomatiseerde vitale functies te leveren. De eenvoudige menugestuurde bediening met druktoetsen en het heldere scherm zorgen dat u snel leert hoe u eenvoudig de belangrijke informatie die u nodig heeft kunt verkrijgen, zodat u meer tijd kunt besteden aan uw patiënten en minder aan de apparatuur.

Naast de hoogwaardige eigenschappen die u inmiddels al verwacht van Welch Allyn, heeft de Vital Signs Monitor 300 serie de volgende opwindende nieuwe mogelijkheden:

- Afzonderlijke patiëntenmodus met individuele instellingen voor ondersteuning bij volwassenen, kinderen en neonaten
- Snel en accuraat uw temperatuur opnemen met toonaangevende Welch Allyn SureTemp® Plus thermometrie
- Eenvoudige, eenduidige bediening en intuïtieve menu-navigatie in een innovatief monitorontwerp

En omdat de 300 Serie geschikt is voor zowel een routinecontrole als doorlopende bewaking van de vitale functies, krijgt u als het ware twee apparaten voor één lage prijs.



## Procedures

De Vital Signs Monitor 300 serie is de ideale oplossing voor het routinematig meten van de vitale functies en voor het bewaken van patiënten vóór, tijdens en na procedures, kleine operaties en behandelingen in verschillende settings, waaronder:

- Algemene verpleegafdelingen
- Afdeling Kindergeneeskunde
- Afdeling Spoedeisende hulp
- Ziekenhuisafdelingen voor bijzondere procedures
- Kraam- en Gynaecologie afdelingen
- Centra voor poliklinische chirurgie
- Poliklinieken
- Praktijken van specialisten
- Centra voor spoedeisende zorg
- Dialyse afdeling
- Tandartspraktijken

## Uitgebreide voordelen

### Niet-invasieve bloeddruk

De Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 serie begint als niet-invasieve bloeddrukmonitor (NIBP-monitor). Zelfs met de gewone standaardconfiguratie worden de kenmerken geleverd die u nodig hebt.

- Meerdere patiëntenmodi – werkingsmodus voor volwassenen, kinderen en neonaten
- Automatische bloeddrukmodus – met keuze uit 13 meetintervallen
- Programmeerbare alarmen – voor hoge/lage systolische, diastolische en polsslag-waarden
- LCD-display – klokvenster en menugestuurde navigatie
- LED-display – Helderere, duidelijke weergave van de vitale functies
- Intern geheugen – voor opslag van maximaal 99 sets meetgegevens

### SureTemp® Plus thermometrie

Door het toevoegen van SureTemp Plus Electronic thermometrie profiteert u van de revolutionaire meetmogelijkheden die ontwikkeld zijn door Welch Allyn. U verkrijgt orale, rectale en okseltemperaturen met de door u gewenste snelheid en vereiste nauwkeurigheid.

- Oraal – ongeveer 4 seconden
- Axillair – Volwassenen ongeveer 15 seconden; kinderen ongeveer 10 seconden
- Rectaal – ongeveer 10 seconden



### Puls-oximetrie

De Vital Signs Monitor 300 Serie kan worden geconfigureerd met bewegingstolerante pulsoximetrie (SpO<sub>2</sub>) - technologie van Masimo® of *OxiMax*®-technologie van Nellcor.

- Programmeerbare alarmen – hoge/lage verzadigingswaarden
- Breed assortiment patiëntensensoren
- Optionele puls-toon mogelijkheid – hoorbare indicator voor hartslag en SpO<sub>2</sub>-verzadiging

### Optionele printer

Voeg een geïntegreerde thermische printer toe voor trendanalyse of het bijhouden van records en haal met een druk op de knop alles op wat u nodig heeft.

## Eenvoudig en eenduidig

De Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 Serie heeft een zeer korte leercurve. Eenvoudige programmeermogelijkheden met behulp van druktoetsen en een groot digitaal scherm zorgen dat zowel het leren bedienen als het gebruiken van de monitor gemakkelijk en probleemloos verloopt.



## Neem hem mee naar de plaats waar u hem nodig heeft

Neem hem mee onder uw arm, zet hem bovenop een balie, verrijd hem op zijn eigen mobiele standaard of zet hem vast aan een muur. Of doe het allemaal—het wisselen van de ene flexibele positie naar de andere gaat eenvoudig.

De Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 serie gaat moeiteloos overal mee met uw patiënt.

### Bestelinformatie:

53000-D2	Alleen NIBP (inclusief polsslag en MAP)
5300P-D2	NIBP/Printer
530T0-D2	NIBP/Temperatuur
530TP-D2	NIBP/Temperatuur/Printer
53S00-D2	NIBP/Masimo pulsoximetrie
53S0P-D2	NIBP/Masimo pulsoximetrie/printer
53ST0-D2	NIBP/Masimo pulsoximetrie/temperatuur
53STP-D2	NIBP/Masimo pulsoximetrie/temperatuur/printer
53N00-D2	NIBP/Puls-oxymetrie
53N0P-D2	NIBP/Puls-oxymetrie/Printer
53NT0-D2	NIBP/Puls-oxymetrie/Temperatuur
53NTP-D2	NIBP/Puls-oxymetrie/Temperatuur/Printer
008-0835-01	Mobiele standaard met mand voor toebehoren
008-0834-01	Muurmontageset met mand voor toebehoren
008-0890-00	IV Pole Mount



### Welch Allyn BENELUX

Staalweg 50, 2612 KK DELFT (NL)  
Telefoon: 015-7505000, FAX: 015-7505050  
E-mail: [infolnl@welchallyn.com](mailto:infolnl@welchallyn.com)  
[www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com)

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

©2005 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. SureTemp is een gedeponeerd handelsmerk van Welch Allyn, Inc. Nellcor en OxiMax zijn gedeponeerde handelsmerken van Nellcor Puritan Bennett Inc. Masimo is een handelsmerk van Masimo Corporation.

SM2615NL RevD