



Vital Signs Monitor 300 Series | Automatisk övervakare av vitala tecken

Welch Allyn Vital Signs Monitor 300-serien

Avancerad diagnostik till ett förmånligt pris



WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care[™]

Welch Allyn VSM 300-serien.

Enkel. Flexibel. Prisvärd.

Mätare för tillfällig och kontinuerlig övervakning av patientens värden, allt i ett.

Vårdpersonal lever varje dag under pressen att förbättra resultaten, höja driftseffektiviteten och sänka kostnaderna. Det är ingen lätt utmaning, men den kan göras litet enklare tack vare den Welch Allyn VSM 300 – en prisvärd mätare för att avläsa patientens värden som är både flexibel och användarvänlig.

I likhet med Welch Allyn ursprungliga övervakare av vitala tecken ökar också serie 300 din produktivitet genom automatisk presentation av vitala tecken före, under och efter mätningen. Mätaren är lättmanövrerad med en knappmeny och det tydliga teckenfönstret gör att du snabbt kan ta fram och se den viktiga information du behöver, så att du kan ägna mer tid åt patienterna och mindre åt apparaterna.

Förutom den utmärkta funktion som är ett kännetecken för Welch Allyn, så är VSM 300-serien dessutom försedd med intressanta, nya egenskaper:

- Separata patientlägen med individuella inställningar för vuxna, barn och neonatala patienter
- Snabba och korrekta temperaturavläsningar med hjälp av Welch Allyn's SureTemp® Plus-termometri
- Enkel, okomplicerad drift och intuitiv menynavigering med innovativ design

Och eftersom serie 300-övervakaren är idealisk för såväl rutinmässig bedömning som kontinuerlig övervakning av vitala tecken är det som att få två utrustningar till ett lågt pris.



Användningsområden

Nya VSM 300-serien är den ideala lösningen för rutinmässig kontroll av patientens värden eller för övervakning före, eller under smärre ingrepp och behandlingar i många olika miljöer, däribland:

- Medicin-/kirurgiavdelningar
- Pediatriska avdelningar
- Akutmottagningar
- Specialavdelningar vid sjukhus
- Förlossningsavdelningar
- Polikliniker
- Öppenvårdskliniker
- Specialistmottagningar
- Intensivvårdsavdelningar
- Dialysenheter
- Tandläkarmottagningar

Allsidiga funktioner

Non-invasivt blodtryck

Welch Allyn VSM 300-serien är i grunden en mätare för non-invasivt blodtryck (NIBP). Också grundversionen ger dig alla de funktioner du behöver.

- Multipla patientlägen – Driftlägen för vuxna, barn och neonatala patienter
- Automatiskt blodtrycksläge – Välj mellan 13 mätintervaller
- Programmerbara larm – För högt/lågt systoliskt och diastoliskt tryck och pulsfrekvens
- LCD-teckenfönster – Klockfönster och menynavigation
- LED-teckenfönster – Tydlig visning av avläsningarna för vitala värden
- Inbyggt minne – Sparar upp till 99 uppsättningar mätdata

SureTemp® Plus-termometri

Lägg till SureTemp Plus elektronisk termometer och dra nytta av den revolutionerande mätkapacitet som utvecklats av Welch Allyn. Ta temperaturen i munhåla, rektum och axill med den hastighet du önskar och den exakthet du kräver.

- Munhåla – cirka 4 sekunder
- Axill – Vuxna, cirka 15 sekunder; barn, cirka 10 sekunder
- Rektum – cirka 10 sekunder



Pulsoximetri

VSM 300 kan konfigureras med rörelsetolerant pulsoximetriteknologi (SpO₂) från Masimo® eller med **OxiMax®**-teknologi från Nellcor.


- Programmerbara larm – höga/låga mättnadsnivåer
- Stort urval av patientsensorer
- Pulstonsfunktion som tillval – hörbar hjärtfrekvens och indikator för SpO₂-mättnad

Skrivare som tillval

Lägg till en inbyggd termo skrivare för trendanalys eller registrering och få fram det du behöver med bara ett knapptryck.

Enkel och okomplicerad

Welch Allyn VSM 300 har en mycket låg inlärningsströskel. Enkel knappprogrammering och ett stort, digitalt teckenfönster gör det lätt och krångelfritt att lära sig hur Mätaren fungerar och att använda den.



Ta den med dig när det behövs

Bär den, sätt den på ett bord, rulla den på det specialgjorda golvstativet eller montera den på en vägg. Gör alltihop – det är lätt att växla mellan olika flexibla monteringsalternativ.

Welch Allyn VSM 300-serien följer med patienten hela vägen – utan besvär.

Beställningsinformation:

53000-V2	endast NIBP (pulsfrekvens och MAP ingår)
5300P-V2	NIBP/skrivare
530T0-V2	NIBP/temperatur
530TP-V2	NIBP/temperatur/skrivare
53S00-V2	Icke-invasivt blodtryck/Masimo-pulsoximetri
53S0P-V2	Icke-invasivt blodtryck/Masimo-pulsoximetri/skrivare
53ST0-V2	Icke-invasivt blodtryck/Masimo-pulsoximetri/temperatur
53STP-V2	Icke-invasivt blodtryck/Masimo-pulsoximetri/temperatur/skrivare
53N00-V2	NIBP/pulsoximetri
53N0P-V2	NIBP/pulsoximetri/skrivare
53NT0-V2	NIBP/pulsoximetri/temperatur
53NTP-V2	NIBP/pulsoximetri/temperatur/skrivare
008-0835-01	Mobilt ställ med korg som tillbehör
008-0834-01	Väggmontering med korg som tillbehör
008-0890-00	IV Pole Mount



Welch Allyn Sverige

Verkstadsgatan 12, 263 39 Höganäs, Sverige

Tel: +46 (0) 42 33 02 20 Fax: +46 (0) 42 33 32 10

www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

© 2005 Welch Allyn. Alla rättigheter förbehålles. SureTemp är ett inregistrerat varumärke som tillhör Welch Allyn, Inc. Nellcor och OxiMax är inregistrerade varumärken som tillhör Nellcor Puritan Bennett Inc. Masimo är ett varumärke som tillhör Masimo Corporation.